

Code No. 19-1822

## 製品規格書

### シノメニン

局方生薬試験用(定量用・薄層クロマトグラフィー用)

試験項目	規格値
性状(JP法)	白色又は微褐色の結晶性の粉末
確認試験(JP法)	試験適合
純度試験(JP法)	-
類縁物質(JP法)	試験適合
ピークの単一性(JP法)	試験適合
定量法(JP法)	試験適合
* メタノール溶状	試験適合
* 乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	1.0%以下
* 含量(HPLC)	98.0%以上

本品は、日本薬局方 一般試験法 試薬・試液のシノメニン, 定量用の定量用2及び薄層クロマトグラフィー用に適合しています。  
(\*:当社追加項目)