

Code No. 19-1837

製品規格書

StemSureR 血清代替品

細胞培養用

| 試 験 項 目 | 規 格 値 |
|---------------|--------------|
| 外観 | 黄色～黄赤色、澄明の液体 |
| pH | 7.2～7.6 |
| 浸透圧 | 460～520mOsm |
| エンドトキシン | 5.0EU/mL以下 |
| 無菌試験 | 試験適合 |
| マイコプラズマ試験 | 試験適合 |
| コロニー形成試験 | 試験適合 |
| アルカリホスファターゼ染色 | 試験適合 |