

Code No. 19-1904

## 製品規格書

### サイコサポニンa,d混合標準試薬

局方生薬試験用(定量用)

試験項目	規格値
外観	薄膜
メタノール溶状	試験適合
実用試験	試験適合
サイコサポニンaの量	49.75～50.25 $\mu\text{g}/\text{vial}$
サイコサポニンdの量	49.75～50.25 $\mu\text{g}/\text{vial}$
参考情報	
(1) 本製品に使用した定量用サイコサポニンaのqNMR含量	-
(2) 本製品に使用した定量用サイコサポニンdのqNMR含量	-