

Code No. 19-1918

製品規格書

デキストラン硫酸ナトリウム5000

試験項目	規格値
外観	白色～わずかにうすい黄色、結晶性粉末～粉末
確認試験	試験適合
極限粘度(乾燥物換算)	0.02～0.04
水溶状	試験適合
乾燥減量(105℃)	7.0%以下
pH(50g/L, 25℃)	4.5～8.0
硫酸塩(SO ₄)	1.0%以下
エンドトキシン	50EU/g未満
DNA加水分解酵素	試験適合
RNA加水分解酵素	試験適合
β-リポたん白分析適合性	試験適合
全硫黄(S)	15.0～20.0%