Code No. 20-0143

製品規格書

チモールブルー

試薬特級

	試験項目	規格値
*	外観	赤褐色~暗緑色、結晶性粉末~粉末
	エタノール溶状	試験適合
	水酸化ナトリウム溶液溶状	試験適合
	吸光度(10mg/l, pH7.6)	0.27以上
	乾燥減量(105℃)	質量分率1.0%以下
	強熱残分(硫酸塩)	質量分率0.5%以下
	変色範囲(pH)(酸性側)	(赤)1.2~2.8(黄)
	変色範囲(pH)(塩基性側)	(黄)8.0~9.6(青)

JIS K 8643:2013(追補1) (*:当社追加項目)

(1 / 1) 改訂日: 2018.10.11