

Code No. 20-0145

## 製品規格書

### チモールフタレイン

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	白色～わずかにうすい黄色、結晶性粉末～粉末
エタノール溶状	試験適合
吸光度(5mg/l, pH10.5)	0.35以上
乾燥減量(105℃)	質量分率1.0%以下
強熱残分(硫酸塩)	質量分率0.1%以下
変色範囲(pH)	(無色)8.6～10.5(青)

JIS K 8642:2011  
(\*:当社追加項目)