

Code No. 20-0188

# 製品規格書

## トルエン

クロマトグラフ用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
密度(20℃)	0.864~0.868g/mL
屈折率20℃	1.496~1.498
水分	0.02%以下
不揮発物	0.001%以下
酸(HClとして)	0.001%以下
塩基(NaOHとして)	0.001%以下
硫黄化合物	試験適合
チオフェン	試験適合
硫酸着色物質	試験適合
含量(キャピラリーカラムGC)	99.7%以上