

Code No. 20-0248

## 製品規格書

### トリクロロエチレン

試薬特級

試 験 項 目	規 格 値
* 外観	無色澄明の液体
純度(GC)	99.5%以上
密度(20℃)	1.461～1.469g/ml
屈折率20℃	1.477～1.479
水分	0.01%以下
不揮発物	0.001%以下
酸(HClとして)	0.001%以下
アンモニア性硝酸銀還元性物質	試験適合
遊離塩素	試験適合(Cl:約1ppm以下)
硫酸着色物質	試験適合

JIS K 8666-1992 (\*:当社追加項目)