

Code No. 20-0288

製品規格書

2,2,4-トリメチルペンタン

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	無色透明の液体
純度[CH ₃ C(CH ₃) ₂ CH ₂ CH(CH ₃)CH ₃](GC)	質量分率99.0%以上
密度(20℃)	0.690~0.693g/ml
屈折率20℃	1.390~1.393
不揮発物	質量分率0.001%以下
硫酸着色物質	試験適合

JIS K 9703:2013(*:当社追加項目)