Code No. 20-0288

製品規格書

2,2,4-トリメチルペンタン

試薬特級

	試験項目	規格値
*	外観	無色澄明の液体
	純度[CH3C(CH3)2CH2CH(CH3)CH3](GC)	質量分率99.0%以上
	密度(20℃)	0.690~0.693g/ml
	屈折率20℃	1.390~1.393
	不揮発物	質量分率0.001%以下
	硫酸着色物質	試験適合

JIS K 9703:2013(*:当社追加項目)

(1/1) 改訂日: 2022.03.25