

Code No. 20-0288

## 製品規格書

### 2,2,4-トリメチルペンタン

試薬特級

| 試験項目  | 規格値             |
|---|-----------------|
| * 外観  | 無色澄明の液体         |
| 純度[CH <sub>3</sub> C(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH(CH <sub>3</sub> )CH <sub>3</sub> ](GC) | 質量分率99.0%以上     |
| 密度(20℃)   | 0.690~0.693g/ml |
| 屈折率20℃  | 1.390~1.393     |
| 不揮発物  | 質量分率0.001%以下    |
| 硫酸着色物質  | 試験適合            |

JIS K 9703:2013  
(\*:当社追加項目)