

Code No. 20-0497

製品規格書

2-メチルテトラヒドロフラン

和光特級

試験項目	規格値
外観	無色～黄褐色、澄明の液体
密度(20℃)	0.850～0.860g/ml
屈折率20℃	1.402～1.409
水分	0.1%以下
過酸化物(H ₂ O ₂ として)	0.2%以下
含量(キャピラリーカラムGC)	98.0%以上
2,6-ジ- <i>t</i> -ブチル-4-メチルフェノール(安定剤)	0.01～0.05%