

Code No. 20-0583

## 製品規格書

### 塩化2,3,5-トリフェニル-2H-テトラゾリウム

細菌発育阻止物質検出用

試験項目	規格値
外観	白色～わずかにうすい黄色、結晶性粉末
水溶状	試験適合
エタノール溶状	試験適合
吸光度(10mg/l, 245nm)(乾燥物換算)	0.70以上
乾燥減量(105℃)	2.0%以下
強熱残分(硫酸塩)	0.2%以下
鉛(Pb)	0.001%以下
鉄(Fe)	0.001%以下
鋭敏度	試験適合
含量(乾燥物換算)	99.0%以上