

Code No. 20-0673

製品規格書

2,2,4-トリメチルペンタン

高速液体クロマトグラフ用

試 験 項 目	規 格 値
外観	無色澄明の液体
密度(20℃)	0.690～0.693g/mL
屈折率20℃	1.390～1.393
吸光度(210nm)	0.50以下
吸光度(220nm)	0.20以下
吸光度(230nm)	0.05以下
吸光度(254～400nm)	0.01以下
水分	0.01%以下
不揮発物	0.001%以下
酸(CH ₃ COOHとして)	0.001%以下
過酸化物(H ₂ O ₂ として)	5ppm以下
蛍光試験	試験適合
含量(キャピラリーカラムGC)	99.7%以上