

Code No. 20-0802

製品規格書

1,2,4-トリクロロベンゼン

高速液体クロマトグラフ用

試 験 項 目	規 格 値
外観	無色澄明の液体
密度(20℃)	1.450～1.458g/ml
屈折率20℃	1.570～1.572
吸光度(310nm)	0.50以下
吸光度(320nm)	0.10以下
吸光度(350nm)	0.05以下
吸光度(370nm)	0.02以下
吸光度(380～400nm)	0.01以下
水分	0.01%以下
加熱試験	試験適合
不揮発物	0.001%以下
塩化物(Cl)	3ppm以下
遊離塩素(Cl)	0.3ppm以下
薄層クロマトグラフィー試験	試験適合
蛍光試験	試験適合
含量(キャピラリーカラムGC)	98.0%以上