

Code No. 20-0874

製品規格書

テトラヒドロフラン

試薬特級

試験項目	規格値
純度(C ₄ H ₈ O)(GC)	質量分率99.5%以上
* 外観	無色澄明の液体
密度(20℃)	0.884~0.889g/ml
屈折率20℃	1.406~1.409
水分	質量分率0.05%以下
過酸化物(H ₂ O ₂ として)	質量分率0.005%以下

JIS K 9705:2013
(*:当社追加項目)
(酸化防止剤含有)