

Code No. 20-0894

製品規格書

トリプロピレングリコール(異性体混合物)

和光一級

| 試験項目 | 規格値 |
|------------------------|------------------|
| 外観 | 無色～ごくうすい黄色、透明の液体 |
| 水溶状 | 試験適合 |
| 密度(20℃) | 1.016～1.023g/ml |
| 屈折率20℃ | 1.440～1.448 |
| 水分 | 0.3%以下 |
| 含量(キャピラリーカラムGC)(異性体混合) | 97.0%以上 |