

Code No. 20-1194

## 製品規格書

### メタクリル酸テトラヒドロフルフリル

和光一級

試験項目	規格値
外観	無色～わずかにうすい黄色、澄明の液体
エタノール溶状	実績値集積のうえ、規格化する
密度(20℃)	1.037～1.044g/ml
屈折率20℃	1.457～1.462
水分	0.3%以下
酸[CH <sub>2</sub> :C(CH <sub>3</sub> )COOHとして]	0.1%以下
含量(キャピラリーカラムGC)	98.0%以上