

Code No. 20-1195

製品規格書

トリメタクリル酸2-エチル-2-ヒドロキシメチル-1,3-プロパンジオール

化学用

試験項目	規格値
外観	無色～うすい黄色、澄明の液体
エタノール溶状	実績値集積のうえ、規格化する
密度(20℃)	1.062～1.072g/ml
屈折率20℃	1.470～1.476
水分	0.2%以下
酸[CH ₂ :C(CH ₃)COOHとして]	0.2%以下
含量(キャピラリーカラムGC)	90.0%以上