

Code No. 20-1287

# 製品規格書

## トルエン

インフィニティピュア

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
密度(20℃)	0.864~0.868g/ml
屈折率20℃	1.496~1.498
吸光度(285nm)	1.00以下
水分	0.03%以下
不揮発物	5ppm以下
酸(HClとして)	5ppm以下
塩基(NaOHとして)	10ppm以下
硫黄化合物	試験適合(Sとして約6ppm以下)
銅(Cu)	5ppb以下
鉛(Pb)	5ppb以下
鉄(Fe)	10ppb以下
チオフェン(C <sub>4</sub> H <sub>4</sub> S)	1ppm以下
過酸化物(H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> として)	5ppm以下
硫酸着色物質	試験適合
蛍光試験	試験適合
含量(キャピラリーカラムGC)	99.8%以上