

Code No. 20-1288

## 製品規格書

### テトラヒドロフラン(安定剤不含)

インフィニティピュア

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
密度(20℃)	0.886~0.890g/mL
屈折率20℃	1.406~1.409
吸光度(230nm)	0.50以下
水分	0.02%以下
不揮発物	10ppm以下
酸(CH <sub>3</sub> COOHとして)	10ppm以下
銅(Cu)	5ppb以下
鉛(Pb)	5ppb以下
鉄(Fe)	10ppb以下
過酸化物(H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> として)	0.01%以下
蛍光試験	試験適合
含量(キャピラリーカラムGC)	99.8%以上