

Code No. 20-1313

製品規格書

2mol/L 酢酸トリエチルアミン溶液, pH7.0

遺伝子研究用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
吸光度(254nm)	0.030以下
吸光度(260nm)	0.015以下
吸光度(270nm)	0.010以下
吸光度(300~350nm)	0.010以下
pH	6.9~7.1
アルデヒド(CH ₃ CHOとして)	0.0020%以下
ジエチルアミン	0.0050%以下
エチルアミン	0.0010%以下
酢酸濃度	1.9~2.1mol/L
実用試験	試験適合