

Code No. 20-1344

## 製品規格書

### トルエン(脱水)

有機合成用

試 験 項 目	規 格 値
外観	無色澄明の液体
密度(20℃)	0.864～0.868g/ml
屈折率20℃	1.496～1.498
水分	0.003%以下
酸(HClとして)	0.001%以下
塩基(NaOHとして)	0.001%以下
硫黄化合物	試験適合(Sとして約6ppm以下)
チオフェン	試験適合(C <sub>4</sub> H <sub>4</sub> S:約1ppm以下)
硫酸着色物質	試験適合
含量(毛管カラムGC)	99.5%以上