

Code No. 20-1370

## 製品規格書

### 0.5mol/L リン酸二水素テトラブチルアンモニウム溶液

イオンペアクロマトグラフ用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
吸光度(200nm)	0.50以下
吸光度(210nm)	0.30以下
吸光度(240nm)	0.15以下
吸光度(254nm)	0.15以下
吸光度(300nm)	0.10以下
吸光度(350nm)	0.05以下
pH(25°C)	実績値集積のうえ、規格化する
蛍光試験	試験適合
濃度	0.45~0.55mol/L