

Code No. 20-1415

## 製品規格書

### メチレンジホスホン酸テトライソプロピル

試 験 項 目	規 格 値
外観	無色～黄色、澄明の液体
密度(20℃)	実績値集積のうえ、規格化する
屈折率20℃	実績値集積のうえ、規格化する
水分	実績値集積のうえ、規格化する
酸(CH <sub>6</sub> O <sub>6</sub> P <sub>2</sub> として)	実績値集積のうえ、規格化する
含量(毛管カラムGC)	95.0%以上