

Code No. 20-1503

製品規格書

25%テトラメチルアンモニウム=ヒドロキシド溶液

精密分析用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
塩化物(Cl)	0.5ppm以下
ナトリウム(Na)	0.01ppm以下
カリウム(K)	0.01ppm以下
銅(Cu)	0.005ppm以下
カルシウム(Ca)	0.01ppm以下
亜鉛(Zn)	0.01ppm以下
カドミウム(Cd)	0.003ppm以下
水銀(Hg)	0.003ppm以下
鉛(Pb)	0.005ppm以下
砒素(As)	0.01ppm以下
クロム(Cr)	0.003ppm以下
マンガン(Mn)	0.005ppm以下
鉄(Fe)	0.005ppm以下
コバルト(Co)	0.003ppm以下
ニッケル(Ni)	0.005ppm以下
濃度	24.0~26.0%