

Code No. 20-1545

製品規格書

2,2,4-トリメチルペンタン

分光分析用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
密度(20℃)	0.690~0.693g/ml
屈折率20℃	1.390~1.393
吸光度(210nm)	0.50以下
吸光度(220nm)	0.20以下
吸光度(230nm)	0.05以下
吸光度(254~400nm)	0.01以下
水分	0.01%以下
蛍光試験	試験適合
含量(キャピラリーカラムGC)	99.8%以上