

Code No. 20-1604

製品規格書

トロメタモール「製造専用」

日本薬局方外医薬品規格

試 験 項 目	規 格 値
* 性状	白色の結晶性の粉末
確認試験	試験適合
pH	10.3～10.7
融点	168～172℃
純度試験	-
(1) 溶状	試験適合
(2) 重金属	8ppm以下
(3) ヒ素	1.6ppm以下
乾燥減量	0.5%以下
強熱残分	0.10%以下
含量(乾燥後)	99.0%以上

日本薬局方外医薬品規格 2002 (*:参考項目)