

Code No. 20-1700

製品規格書

テトラメチルアンモニウム=クロリド

分子生物学用

試 験 項 目	規 格 値
外観	白色～ほとんど白色、結晶性粉末
水溶状	試験適合
エタノール溶状	試験適合
水分	2.0%以下
pH(50g/l, 25℃)	4.5～6.5
硫酸塩(SO ₄)	0.005%以下
鉄(Fe)	0.001%以下
DNA加水分解酵素	試験適合
RNA加水分解酵素	試験適合
含量	98.0%以上