

Code No. 20-1715

## 製品規格書

### L-トリプトファン標準品

アミノ酸分析用

試験項目	規格値
外観	白色～わずかにうすい褐色、結晶性粉末
希塩酸溶状	試験適合
比旋光度 $[\alpha]_{D20}(c=1, H_2O)$	-30.5～-32.5°
乾燥減量(105℃)	0.2%以下
アミノ酸分析適合性	実績値集積のうえ、規格化する
含量(容量分析)	99.0%以上
含量(差数法)	実績値集積のうえ、規格化する