

Code No. 20-1716

## 製品規格書

### L(-)-トレオニン標準品

アミノ酸分析用

試 験 項 目	規 格 値
外観	白色、結晶～結晶性粉末
水溶状	試験適合
比旋光度[ $\alpha$ ]D20(c=6,H <sub>2</sub> O)	-27.5～-29.0°
乾燥減量(105℃)	0.2%以下
アミノ酸分析適合性	実績値集積のうえ、規格化する
含量(容量分析)	99.0%以上
含量(差数法)	実績値集積のうえ、規格化する