

Code No. 20-1720

## 製品規格書

### L-チロシン標準品

アミノ酸分析用

試験項目	規格値
外観	白色、結晶～粉末
希塩酸溶状	試験適合
比旋光度[ $\alpha$ ]D20(c=5,dil.HCl)(乾燥後)	-11.3~-12.1°
乾燥減量(105°C)	0.2%以下
アミノ酸分析適合性	実績値集積のうえ、規格化する
含量(容量分析)	99.0%以上
含量(差数法)	実績値集積のうえ、規格化する