

Code No. 20-1735

製品規格書

チオ尿素

プロテオミクス用

試 験 項 目	規 格 値
外観	白色の結晶
水溶状	試験適合
メタノール溶状	試験適合
強熱残分(硫酸塩)	0.01%以下
塩化物(Cl)	0.01%以下
硫酸塩(SO4)	0.005%以下
チオシアン酸塩(SCN)	0.01%以下
重金属(Pbとして)	0.001%以下
鋭敏度	試験適合
DNA加水分解酵素	試験適合
RNA加水分解酵素	試験適合
プロテアーゼ	試験適合
含量	98.0%以上