

Code No. 20-1745

## 製品規格書

### N,N,N',N'-テトラメチルエチレンジアミン

プロテオミクス用

試験項目	規格値
外観	無色～わずかにうすい黄色、澄明の液体
水溶状	試験適合
密度(20℃)	0.772～0.777g/mL
屈折率20℃	1.416～1.421
水分	1.0%以下
不揮発物	0.05%以下
重金属(Pbとして)	0.001%以下
鉄(Fe)	0.001%以下
DNA加水分解酵素	試験適合
RNA加水分解酵素	試験適合
プロテアーゼ	試験適合
含量(キャピラリーカラムGC)	98.0%以上