

Code No. 20-1776

## 製品規格書

### テトラヒドロフラン(超脱水)(安定剤不含)

有機合成用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
密度(20℃)	0.884~0.889g/mL
屈折率20℃	1.406~1.409
吸光度(250nm)	0.50以下
吸光度(280nm)	0.20以下
吸光度(350nm)	0.02以下
水分	0.003%以下
酸(CH <sub>3</sub> COOHとして)	0.002%以下
過酸化物(H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> として)	0.02%以下
含量(キャピラリーカラムGC)	99.5%以上