

Code No. 20-1790

製品規格書

テトラヒドロフラン(超脱水)(安定剤含有)

有機合成用

| 試験項目 | 規格値 |
|---|-----------------|
| 外観 | 無色澄明の液体 |
| 密度(20℃) | 0.884~0.889g/mL |
| 屈折率20℃ | 1.406~1.409 |
| 水分 | 0.001%以下 |
| 酸(CH ₃ COOHとして) | 0.002%以下 |
| 過酸化物(H ₂ O ₂ として) | 0.005%以下 |
| 含量(キャピラリーカラムGC) | 99.5%以上 |