

Code No. 20-1815

製品規格書

Turbo3Cプロテアーゼ, 組換え体, 溶液

遺伝子研究用

| 試験項目 | 規格値 |
|------------------|----------------|
| 外観 | 液体 |
| 電気泳動試験(SDS-PAGE) | 試験適合 |
| 実用試験 | 試験適合 |
| 活性 | 1000units/mg以上 |
| たん白濃度 | 2mg/mL |

Source: E. coli expressed Turbo3C protease (human rhinovirus 3C protease)