

Code No. 20-1821

製品規格書

2,3,5-トリフェニル-2H-テトラゾリウム塩酸塩

局方一般試験法用

試験項目	規格値
* 外観	白色～うすい黄色、粉末
純度(C ₁₉ H ₁₅ CIN ₄)(乾燥物換算)	質量分率98.0～102.0%
水溶状	試験適合
エタノール溶状	試験適合
吸光度(10mg/L, 245nm)(乾燥物換算)	0.70以上
乾燥減量(105℃)	質量分率5.0%以下
強熱残分(硫酸塩)	質量分率0.2%以下
鋭敏度	試験適合

本品は、日本薬局方 一般試験法 試薬・試液の2,3,5-トリフェニル-2H-テトラゾリウム塩酸塩に適合しています。(*:当社追加項目)