

Code No. 20-1828

## 製品規格書

### テオフィリン

局方一般試験法用(定量用)

試験項目	規格値
性状	白色の結晶又は結晶性の粉末
確認試験	試験適合
融点	271～275℃
純度試験	-
(1) 酸	試験適合
(2) 類縁物質(1)	試験適合
(3) 類縁物質(2)	試験適合
乾燥減量	0.5%以下
強熱残分	0.1%以下
含量(乾燥後)	99.0%以上
* 水溶状	試験適合

本品は、日本薬局方一般試験法 試薬・試液のテオフィリン, 定量用に適合しています。(\*:当社追加項目)