

Code No. 20-1828

# 製品規格書

## テオフィリン

局方一般試験法用(定量用)

試験項目	規格値
性状(JP法)	白色の結晶又は結晶性の粉末
確認試験(JP法)	試験適合
融点(JP法)	271～275℃
純度試験(JP法)	-
(1) 酸(JP法)	試験適合
(2) 重金属(JP法)	20ppm以下
(3) ヒ素(JP法)	2ppm以下
(4) 類縁物質(1)(JP法)	試験適合
(5) 類縁物質(2)(JP法)	試験適合
乾燥減量(JP法)	0.5%以下
強熱残分(JP法)	0.1%以下
含量(乾燥後)(JP法)	99.0%以上
水溶状	試験適合

本品は、日本薬局方 一般試験法 試薬・試液のテオフィリン, 定量用に適合しています。