

Code No. 20-1846

製品規格書

トルエン

医薬品試験用

試験項目	規格値
* 外観	無色澄明の液体
純度(C ₆ H ₅ CH ₃)(GC)	質量分率99.5%以上
密度(20℃)	0.864~0.868g/ml
屈折率20℃	1.496~1.498
水分	質量分率0.03%以下
不揮発物	質量分率0.001%以下
酸(HClとして)	質量分率0.001%以下
塩基(NaOHとして)	質量分率0.001%以下
硫黄化合物(Sとして)	質量分率0.003%以下
チオフェン	試験適合
硫酸着色物質	試験適合
含量(USP-NF)	99.5%以上
色数(APHA)(USP-NF)	10以下
蒸発残分(USP-NF)	0.001%以下
硫酸着色物質(USP-NF)	試験適合
硫黄化合物(Sとして)(USP-NF)	0.003%以下
水分(H ₂ O)(USP-NF)	0.03%以下
比重(20/20℃) (Ph.Eur.)	0.865~0.870

JIS K 8680-2006 (*:当社追加項目)(USP-NF)(Ph. Eur.)