

Code No. 20-1867

製品規格書

トルエン(脱酸素)

有機合成用

| 試験項目 | 規格値 |
|-----------------|---|
| 外観 | 無色澄明の液体 |
| 密度(20℃) | 0.864~0.868g/mL |
| 屈折率20℃ | 1.496~1.498 |
| 水分 | 0.001%以下 |
| 酸(HClとして) | 0.001%以下 |
| 塩基(NaOHとして) | 0.001%以下 |
| 溶存酸素 | 1ppm以下 |
| 硫黄化合物 | 試験適合(Sとして約6ppm以下) |
| チオフェン | 試験適合(C ₄ H ₄ S:約1ppm以下) |
| 硫酸着色物質 | 試験適合 |
| 含量(キャピラリーカラムGC) | 99.5%以上 |