

Code No. 20-1939

## 製品規格書

### テトラヒドロフラン(安定剤含有)

高速液体クロマトグラフ用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
密度(20℃)	0.884~0.889g/ml
屈折率20℃	1.406~1.409
吸光度(300nm)	1.00以下
吸光度(320~600nm)	0.10以下
水分	0.05%以下
過酸化物(H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> として)	0.005%以下
含量(キャピラリーカラムGC)	99.5%以上
安定剤(BHT)	0.01~0.03%