

Code No. 20-1942

## 製品規格書

### チミジン

生化学用

試験項目	規格値
外観	白色～ほとんど白色、結晶～粉末
水溶状	試験適合
比旋光度[ $\alpha$ ]D20(c=1,NaOH soln.)	実績値集積のうえ、規格化する
吸収極大波長	実績値集積のうえ、規格化する
吸光度比(E250nm/E260nm)	実績値集積のうえ、規格化する
吸光度比(E280nm/E260nm)	実績値集積のうえ、規格化する
乾燥減量(110°C)	実績値集積のうえ、規格化する
重金属(Pbとして)	10ppm以下
含量(HPLC)	98.0%以上