

Code No. 20-2044

製品規格書

1mol/L トリ-t-ブチルホスフィン・ヘキサン溶液

有機合成用

| 試験項目 | 規格値 |
|-------------------|--------------------|
| 外観 | 無色～わずかにうすい黄色、澄明の液体 |
| 密度(20℃) | 0.711～0.715g/mL |
| 水分 | 実績値集積のうえ、規格化する |
| 濃度 | 0.9～1.1mol/L |
| トリ-t-ブチルホスフィンオキシド | 実績値集積のうえ、規格化する |