

Code No. 20-2076

## 製品規格書

テストステロン, 精製品, 低ヒドロキシ体

薬物動態研究用

試験項目	規格値
外観	白色～わずかにうすい黄色、結晶～粉末
1,4-ジオキサン溶状	試験適合
比旋光度[ $\alpha$ ]D20(c=1, 1,4-dioxane)	+103～+107°
水分	実績値集積のうえ、規格化する
ヒドロキシテストステロン類	実績値集積のうえ、規格化する
含量(HPLC)	98.0%以上