

Code No. 20-2132

## 製品規格書

### 2mol/L 酢酸トリエチルアミン緩衝液, pH7.0

核酸合成用

| 試験項目                          | 規格値            |
|-------------------------------|----------------|
| 外観                            | 無色澄明の液体        |
| 吸光度(254nm)                    | 0.03以下         |
| 吸光度(260nm)                    | 0.02以下         |
| 吸光度(270nm)                    | 0.01以下         |
| 吸光度(300~350nm)                | 0.01以下         |
| pH                            | 6.9~7.1        |
| アルデヒド(CH <sub>3</sub> CHOとして) | 0.0020%以下      |
| ジエチルアミン                       | 0.0050%以下      |
| エチルアミン                        | 0.0010%以下      |
| 酢酸濃度                          | 1.9~2.1mol/L   |
| トリエチルアミン                      | 実績値集積のうえ、規格化する |
| 実用試験                          | 試験適合           |