

Code No. 20-2133

製品規格書

テクトリジン標準品

食品分析用

試験項目	規格値
外観	白色～ごくうすい黄色、結晶性粉末～粉末
ジメチルスルホキシド溶状	試験適合
比旋光度 $[\alpha]_{D20}(c=0.5, \text{DMSO})$	実績値集積のうえ、規格化する
乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	実績値集積のうえ、規格化する
含量(HPLC)	98.0%以上
含量(qNMR)	98.0%以上