Code No. 20-2141

製品規格書

ツラスロマイシンA標準品

高速液体クロマトグラフ用

試験項目	規格値
外観	白色~ごくうすい黄色、結晶性粉末~粉末
メタノール溶状	試験適合
比旋光度[α]D20(c=0.5,CH3OH)	実績値集積のうえ、規格化する
乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	実績値集積のうえ、規格化する
含量(HPLC)	95.0%以上

(1 /1) 制定日: 2023.07.07