

Code No. 21-0009

## 製品規格書

### ウラニン

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	緑色又は黄みの赤色～赤褐色、 結晶性粉末～粉末又は塊 試験適合
水溶状	
エタノール不溶分	1.0%以下
吸光度(3mg/l, pH7.0)	0.45以上
乾燥減量(105℃)	7.0%以下
強熱残分(硫酸塩)(乾燥後)	35.0～40.5%
塩化物(Cl)	0.1%以下
亜鉛(Zn)	0.05%以下
鋭敏度	試験適合

JIS K 8830-1995  
(\*:当社追加項目)